



TRI

dental implants



TRI Dental Implants
Spezifische Produkte
Mai 2014


Through Research Innovative

www.tri-implants.com

TRI[®]- Vent & TRI[®]- Narrow

Spezifische Produkte

- Der Einheilpfosten- Ästhetik verfügt über Perforationen im oberen Bereich. Er gibt dem/der Behandler-/in die Möglichkeit das Nahtmaterial einzufädeln, um z.B. einen vasculären Lappen zu fixieren.




Höhe
TRI[®]-Vent & TRI[®]-Narrow
6mm

Durchmesser (Austritts-Profil)
TRI[®]-Vent
3,5mm & 5mm

TRI[®]-Narrow
3,5mm

TRI[®]- Vent & TRI[®]- Narrow

Spezifische Produkte



Einheilpfosten- Ästhetik

TVHC50-60-A


TVHC35-60-A

TNHC35-60-A

TRI[®]- Vent & TRI[®]- Narrow

Spezifische Produkte


Einheilpfosten- Ästhetik



TRI[®]- Vent & TRI[®]- Narrow

Spezifische Produkte

Einheilpfosten- Ästhetik



TRI®- Vent & TRI®- Narrow

Spezifische Produkte

Chirurgische Abdeckschraube für Sinus Lift

Chirurgische
Abdeckschraube – für
Sinus Lift

5mm Durchmesser



Chirurgische
Abdeckschraube -
Standard

3.5mm Durchmesser



TRI[®]- Vent & TRI[®]- Narrow

Spezifische Produkte

Chirurgische Abdeckschraube für Sinus Lift



TRI[®]- Vent & TRI[®]- Narrow

Spezifische Produkte



Chirurgische Abdeckschraube für Sinus Lift



TRI[®]- Vent & TRI[®]- Narrow

Spezifische Produkte

Chirurgische Abdeckschraube für Sinus Lift



TVSCS-SL

TRI[®]- Vent & TRI[®]- Narrow


Spezifische Produkte

Produkt Katalog, Seite 3 & 4

Einheilpfosten, Implantatanaloge

GINGIVAFORMER						
Artikelnummer		Ø	GH	Material	Menge	Steril
TVHC35-30	Gingivaformer	3,5 mm	3,0 mm	Ti-6Al-4V	1	
TVHC35-45	Gingivaformer	3,5 mm	4,5 mm	Ti-6Al-4V	1	
TVHC35-60	Gingivaformer	3,5 mm	6,0 mm	Ti-6Al-4V	1	
TVHC35-60-A	Gingivaformer – Ästhetik	3,5 mm	6,0 mm	Ti-6Al-4V	1	
TVHC50-30	Gingivaformer	5,0 mm	3,0 mm	Ti-6Al-4V	1	
TVHC50-45	Gingivaformer	5,0 mm	4,5 mm	Ti-6Al-4V	1	
TVHC50-60	Gingivaformer	5,0 mm	6,0 mm	Ti-6Al-4V	1	
TVHC50-60-A	Gingivaformer – Ästhetik	5,0 mm	6,0 mm	Ti-6Al-4V	1	

GH = Gingivahöhe



CHIRURGISCHE ABDECKSCHRAUBE FÜR SINUS LIFT

Artikelnummer	Ø		Material	Menge	Steril
TVSCS-SL	5,2 mm		Ti-6Al-4V	1	