

TRI präsentiert die Handling-Revolution

Wer es berührt, wird es lieben!

Auf den TRI World Tour Events in Barcelona und Istanbul stellt der Schweizer Implantathersteller TRI Dental Implants erstmals sein neues und revolutionäres Handlingskonzept TRI Pod vor. Mit TRI Pod erhalten implantologisch tätige Zahnärzte die Möglichkeit, das Implantat direkt und in einem einzigen Schritt aus der Verpackung zu lösen. Sandro Venanzoni, Chief Technology Officer bei TRI, erzählt dazu mehr im Interview mit ...

Welche Produktneuheiten werden während der TRI World Tour präsentiert?

Highlight ist ganz klar unser Verpackungskonzept TRI Pod, das es ermöglicht, das Implantat mit dem Instrument in einem Schritt zu lösen, um dadurch die Reinheit der TRI SBA-Oberfläche zu garantieren. Die Implantatinsertion erfolgt auf drei Arten: mit der Ratsche, dem chirurgischen Handstück oder von Hand. Es ist stets unser Ziel, den Behandlungsablauf maximal zu vereinfachen und gleichzeitig die Leistung des Produkts in der Hand des Behandlers nochmals zu verbessern. Wir sind beim TRI Pod überzeugt: Wer es berührt, wird es lieben!



Das TRI Chirurgie-Kit vereint alle TRI-Implantatlinien

sonderheit ist das Eindrehwerkzeug mit federgelagertem Rubin für eine konsistente Retention. Ferner sind wir einer der ersten Hersteller mit einem Chirurgie-Kit, das einfach im Thermodesinfektor ohne das Herausnehmen von Instrumenten gewaschen werden kann.

TRI ist in mehr als 35 Märkten vertreten und fortlaufend kommen neue dazu. Was ist das Erfolgsrezept?

TRI punktet mit seiner einmaligen und unkonventionellen Philosophie und überzeugt mit seiner Schweizer Qualität. Das TRI Performance Konzept mit den vier Goldstandards wird weltweit von Implantologen und implantologisch tätigen Zahnärzten geschätzt. Neben eines konsistenten Weichgewebemanagements für langlebige Ästhetik garantiert die TRI Friction eine besondere Prothetik-Verbindung mit langfristiger Sicherheit. Auch eine hohe Primärstabilität, dank konischem Implantatkörper mit selbstschneidendem Gewindedesign, sowie eine schnelle und zuverlässige Osseointegration durch die TRI SBA-Oberfläche sind Bestandteil unseres Konzepts. Jeder

einzelne Baustein des TRI Performance Konzept sorgt für maximale Leistung und nachhaltige Qualität während der Behandlung des Patienten.

Was sind Ihre Highlights in diesem Jahr?

Im Mittelpunkt steht sicher die TRI World Tour 2016 mit den Kick-offs in Barcelona und Istanbul, an der wir unsere Innovationen in unseren Partnerländern jeweils exklusiv präsentieren. Die Teilnehmerzahl ist bei allen Veranstaltungen limitiert. Wir empfehlen sich entsprechend schnell anzu melden. Man kann uns aber auch an den führenden Kongressen wie der EAO Paris oder DGI Hamburg treffen. ■

Weitere Informationen:

www.tri-implants.swiss



Sandro Venanzoni

Dieser Gedanke findet sich auch in unserem neuen Chirurgie-Kit wieder, das alle TRI-Implantatlinien vereint. Das Bohrprotokoll wurde weiter vereinfacht, die Anzahl der Komponenten reduziert und die Verwendung der Instrumente mit Farbmarkierung optimiert. Eine Be-



Das neue Handlingkonzept: TRI Pod