



TRI präsentiert die revolutionäre TRI-Base Lösung



Der Schweizer Zahnimplantatanbieter TRI® stellt an der Dental Bern sein vergrössertes digitales Angebot mit einem innovativen Sortiment an Produkten, wie beispielsweise die TRI®-Base vor, eine patentierte und pink anodisierte Titan-Kleebasis. Auch das bewährte Konzept «Tooth-in-a-Box» wie auch das Tissue-Level Implantat mit pinkfarbener Tulpe werden den Kongressbesuchern präsentiert.

TRI®-Base

Die neue TRI®-Base ist die erste Titan-Kleebasis, die in Länge und Abwinkelung sowohl physisch vom Zahntechniker als auch virtuell in der jeweiligen CAD-Software angepasst werden kann. Die TRI®-Base ist pink anodisiert und garantiert so ein dauerhaft natürliches ästhetisches Ergebnis. Die TRI®-Bases sind sowohl als rotationsgesicherte Version für die Einzelzahnversorgung als auch nicht-rotationsgesicherte Version für mehrgliedrige Restaurationen erhältlich. Beide Versionen behalten das konsequente und bewährte TRI® Soft Tissue Concept. Die rotationsgesicherte TRI®-Base verfügt zusätzlich über die Prothetik-Verbindung TRI® Friction.

Implantatschultern getestet und bestätigt. Das TRI® Tissue Level Implantat verfügt über eine marktkompatible Oktagon-Verbindung mit einer konischen Innenauflage. Die entsprechenden Abutments werden pink anodisiert angeboten,

um auch im prothetischen Anwendungsbereich eine durchgehende Unterstützung der Ästhetik zu gewährleisten.

Ein Besuch am TRI® Stand lohnt sich auf jeden Fall! Nebst einem Wettbewerb können die Besucher

bei der täglichen Happy Hour mehr über die innovativen und einzigartigen Produkte und Lösungen erfahren!

www.tri.swiss

Kontakt:

TRI® Dental Implants Int. AG
Bösch 80A
CH-6331 Hünenberg
Tel. +41 32 510 1608



Die TRI®-Bases.

Fotos: TRI

Tooth-in-a-Box

Das «Tooth-in-a-Box»-Konzept ist eine Komplettlösung aus Zahnimplantatkomponenten und allen Labordienstleistungen für den implantologisch tätigen Zahnarzt. Ein Schweizer Premium Dentalimplantatsystem in Kombination mit modernster CAD/CAM-Technik von Cera-Tech AG sind Garant für höchste Qualitätsansprüche und Patientenzufriedenheit, und alles zu einem garantierten Festpreis.

Tissue Level Implantat

Das TRI®-Octa Tissue Level Implantat zeichnet sich durch eine einzigartige 1,8mm pinkfarbene maschinerte Halsmanschette für optimale ästhetische Ergebnisse im posterioren Bereich aus. In einer Studie mit der Universität Zürich (Prof. Ronald Jung, Dr. Daniel Thoma) wurden die verbesserten Transluzenzwerte zu herkömmlichen titanfarbenen, maschinerten



LOMETRAL
Die Zahnarzausstatter.



E-MATIC U6000 ULTRADENT – LOMETRAL

Perfekte Dynamik und Zuverlässigkeit, gepaart mit der gewohnten Ergonomie: das Zahnarztgerät wird automatisch in jede gewünschte Position geführt.

Erfahren Sie mehr:

LOMETRAL AG – Ultradent-München exklusiv Vertretung
Binzenholzstrasse 20, 5704 Egliswil
Tel +41 62 775 05 05 | www.lometral.ch

Besuchen Sie TRI
auf der Dental Bern:

Stand C210